

Thermodesinfectoren voor de dentaalmarkt **Prijslijst 2014**



G 7831, G 7881, G 7891
Segosoft procesregistratie

 www.miele-professional.nl

Thermodesinfector G 7831

2



Miele thermodesinflectoren kunnen worden voorzien van verschillende injectorwagens, rekken en inzetten voor de tandartspraktijk voor reiniging en thermische desinfectie. Daarbij wordt voldaan aan de algemene eisen dan wel aan de eisen op besmettingsgebied voor medische producten: roestvrijstalen instrumenten, mondspiegels, zuigcanules, thermostabiele spreekselzuigslangen, cassettes, trays, behandelinstrumenten zoals turbines, hand- en hoekstukken.

Thermodesinfector G 7831

- Capaciteit/charge bijv. 6 behandelinstrumenten
- Breedte 45 cm
- Wisselstroomaansluiting
- Seriële interface RS 232 standaard

Op de foto is de G 7831 afgebeeld, ommanteling AE

M-DER

- Montageset decorlijsten voor G 7831, wit
- 3 Decorlijsten (rechts-links-onder) en 12 schroeven
- Afmetingen decorplaat: h 570,5 +/- 0,5 mm, b 437 - 1 mm
- Plaatdikte: max. 1,2 mm

Waterafvoer

- De afvoertemperatuur van het spoelwater bedraagt maximaal 95 graden. In overleg met de installateur zullen de juiste voorzieningen moeten worden getroffen.
- Installatieplan beschikbaar op www.miele-professional.nl

Apparaat	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
G 7831	AE, SST	6259850	63.7831.02	4.888,-
G 7831	AW, SST	6259820	63.7831.01	4.625,-

Toebehoren

DOS K 60	Doseerapparaat met lange zuigbuizen voor reservoirs van 5 en 10 l	6940330	69.7470.08	522,-
DOS K 60/1	Doseerapparaat met korte zuigbuizen voor reservoirs van 5 l	6940340	69.7470.09	522,-

M-DER	Montageset voor G 7831	5045640	69.2110.02	39,-
-------	------------------------	---------	-------------------	------

Afdekplaat/bescherming werkblad 45 cm, voorzien van extra laag voor afgeronde werkbladen bestelnr. 3294731 via servicedienst

TK/1	Testkit	6157330		172,-
------	---------	---------	--	-------

	G 7831	G 7881
Thermodesinfectoren		
Voorladermodel met klapdeur, zonder rekitvoering	•	•
Vrijstaand model met bovenblad, onder te bouwen in een rij apparaten	•	•
Verswater-spoelsysteem, max. temperatuur 93°C	•	•
Circulatiepomp [Qmax. l/min.]	200	400
Besturing/programma's		
MULTITRONIC NOVO MED 45/5 programma's	•	–
MULTITRONIC NOVO PLUS/5 programma's	–	•
Elektrische deurvergrendeling	•	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•	•
Beveiliging programmastoring	•	•
Seriële interface voor procesdocumentatie (SST)	•	•
Watersaansluitingen		
1 x Koud water, 0,5–10 bar dynamische druk (50–1.000 kPa)	•	•
Afhankelijk van de uitvoering: 1 x koud water/1 x AD-water, 0,5–10 dynamische druk (50–1.000 kPa)	–	(•)**
Afvoerpomp DN 22, opvoerhoogte: 100 cm; afvoertemperatuur max. 95 graden	•	•
Elektrische aansluiting		
AC 230 V 50 Hz, aansluitkabel ca. 1,8 m, 3 x 1,5 mm²	•	–
3 N AC 400 V 50 Hz, aansluitkabel ca. 1,8 m, 5 x 2,5 mm²	–	•
Verwarming [kW]	3,1	9
Circulatiepomp [kW]	0,2	0,7
Totale aansluitwaarde [kW]	3,3	9,7
Zekering [A]	1 x 16	3 x 16
Omschakelbaar op 2 N AC 400 V 50 Hz	–	•
Verwarming [kW]	–	6
Totale aansluitwaarde [kW]	–	6,7
Zekering [A]	–	2 x 16
Omschakelbaar op AC 230 V 50 Hz	–	•
Verwarming [kW]	–	3
Totale aansluitwaarde [kW]	–	3,7
Zekering [A]	–	1 x 16
Doseervoorzieningen		
1 Combidoseerapparaat/deur voor poedervormige reinigingsmiddelen en vloeibare middelen	•	–
1 Doseerapparaat/deur voor poedervormige reinigingsmiddelen	–	•
1 Doseerapparaat/deur voor vloeibare middelen, in te stellen van 1–6 ml	•	•
1 Doseerpomp DOS 10/30 voor vloeibare, zure middelen	–	•
Aansluitmogelijkheden		
DOS K 60 doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen	•	•
Waterontharder		
Voor koud en warm water tot 70°C, Monobloc	•	•
Dampcondensator		
Warmtewisselaar	•	•
Afmetingen, gewicht		
Buitenmaten h/b/d (zonder bovenblad h 820 mm) [mm]	850/450/600	850/600/600
Afmetingen spoelruimte h [mm]	560	500
Afmetingen spoelruimte b [mm]	O = 362, U = 380*	530
Afmetingen spoelruimte d [mm]	O = 474, U = 505*	O = 474, U = 516*
Gewicht [kg]	58	70
Ommantelingen, naar keuze		
Witte ommanteling, front met omlijsting voor decorplaten (DER)	–	•
Deur: h 441–442/b 585–586/dikte 1 mm, inspectiepaneel: h 116,5–117,5/b 585–586/dikte 1 mm		
Witte ommanteling, bovenblad kunststof (AW)	•	•
Roestvrij staal (AE)	•	•
Keurmerken		
VDE, VDE-EMV, KIWA, MPG CE 0366, (IPX 1)	• (–)	• (•)

* O = bovenrek, U = onderrek

** bij 63.7881.28 standaard

Thermodesinfector G 7881



Miele thermodesinfectoren kunnen worden voorzien van verschillende injectorwagens, rekken en inzetten voor de tandartspraktijk voor reiniging en thermische desinfectie. Daarbij wordt voldaan aan de algemene eisen dan wel aan de eisen op besmettingsgebied voor medische producten: roestvrijstalen instrumenten, mondspiegels, zuigcanules, thermostabiele speekselzuigslangen, cassettes, trays, behandelinstrumenten zoals turbines, hand- en hoekstukken.

Thermodesinfector G 7881

- Capaciteit/charge bijv. 11 behandelinstrumenten
- Breedte 60 cm
- Draaistroomaansluiting, omschakelbaar op wisselstroom
- Seriële interface RS 232 standaard

Op de foto is de G 7881 afgebeeld, ommanteling AE

Waterafvoer

- De afvoertemperatuur van het spoelwater bedraagt maximaal 95 graden. In overleg met de installateur zullen de juiste voorzieningen moeten worden getroffen.
- Installatieplan beschikbaar op www.miele-professional.nl

Apparaat	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
G 7881	AW, SST	7915820	63.7881.04	4.841,-
G 7881	AE, SST	7915830	63.7881.05	5.248,-
G 7881	AE, SST, AD	5697790	63.7881.28	5.510,-

Toebehoren

DOS K 60	Doseerapparaat met lange zuigbuizen voor reservoirs van 5 en 10 l	6940330	69.7470.08	522,-
DOS K 60/1	Doseerapparaat met korte zuigbuizen voor reservoirs van 5 l	6940340	69.7470.09	522,-

Afdekplaat/bescherming werkblad 60 cm, afgeschuind voor kantige werkbladen, 4028800,

voorzien van extra laag voor afgerond werkblad bestelnr. 1156153

via servicedienst

TK/1	Testkit	6157330		172,-
------	---------	---------	--	-------

	G 7831	G 7881
Thermodesinfectoren		
Voorladermodel met klapdeur, zonder rekuivoering	•	•
Vrijstaand model met bovenblad, onder te bouwen in een rij apparaten	•	•
Verswater-spoelsysteem, max. temperatuur 93°C	•	•
Circulatiepomp [Qmax. l/min.]	200	400
Besturing/programma's		
MULTITRONIC NOVO MED 45/5 programma's	•	–
MULTITRONIC NOVO PLUS/5 programma's	–	•
Elektrische deurvergrendeling	•	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•	•
Beveiliging programmastoring	•	•
Seriële interface voor procesdocumentatie (SST)	•	•
Watersaansluitingen		
1 x Koud water, 0,5–10 bar dynamische druk (50–1.000 kPa)	•	•
Afhankelijk van de uitvoering: 1 x koud water/1 x AD-water, 0,5–10 dynamische druk (50–1.000 kPa)	–	(•) **
Afvoer pomp DN 22, opvoerhoogte: 100 cm; afvoertemperatuur max. 95 graden	•	•
Elektrische aansluiting		
AC 230 V 50 Hz, aansluitkabel ca. 1,8 m, 3 x 1,5 mm²	•	–
3 N AC 400 V 50 Hz, aansluitkabel ca. 1,8 m, 5 x 2,5 mm²	–	•
Verwarming [kW]	3,1	9
Circulatiepomp [kW]	0,2	0,7
Totale aansluitwaarde [kW]	3,3	9,7
Zekering [A]	1 x 16	3 x 16
Omschakelbaar op 2 N AC 400 V 50 Hz	–	•
Verwarming [kW]	–	6
Totale aansluitwaarde [kW]	–	6,7
Zekering [A]	–	2 x 16
Omschakelbaar op AC 230 V 50 Hz	–	•
Verwarming [kW]	–	3
Totale aansluitwaarde [kW]	–	3,7
Zekering [A]	–	1 x 16
Doseervoorzieningen		
1 Combidoseerapparaat/deur voor poedervormige reinigingsmiddelen en vloeibare middelen	•	–
1 Doseerapparaat/deur voor poedervormige reinigingsmiddelen	–	•
1 Doseerapparaat/deur voor vloeibare middelen, in te stellen van 1–6 ml	•	•
1 Doseerpomp DOS 10/30 voor vloeibare, zure middelen	–	•
Aansluitmogelijkheden		
DOS K 60 doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen	•	•
Waterontharder		
Voor koud en warm water tot 70°C, Monobloc	•	•
Dampcondensator		
Warmtewisselaar	•	•
Afmetingen, gewicht		
Buitenmaten h/b/d (zonder bovenblad h 820 mm) [mm]	850/450/600	850/600/600
Afmetingen spoelruimte h [mm]	560	500
Afmetingen spoelruimte b [mm]	O = 362, U = 380*	530
Afmetingen spoelruimte d [mm]	O = 474, U = 505*	O = 474, U = 516*
Gewicht [kg]	58	70
Ommantelingen, naar keuze		
Witte ommanteling, front met omlijsting voor decorplaten (DER)	–	•
Deur: h 441–442/b 585–586/dikte 1 mm, inspectiepaneel: h 116,5–117,5/b 585–586/dikte 1 mm		
Witte ommanteling, bovenblad kunststof (AW)	•	•
Roestvrij staal (AE)	•	•
Keurmerken		
VDE, VDE-EMV, KIWA, MPG CE 0366, (IPX 1)	• (–)	• (•)

* O = bovenrek, U = onderrek

** bij 63.7881.28 standaard

Thermodesinfector G 7891



Miele-thermodesinfectoren kunnen voor de tandartspraktijk worden uitgerust met allerlei injectorwagens, rekken en inzetten. Bij het reinigen en thermisch desinfecteren wordt voldaan aan de algemene eisen en aan de eisen op het gebied van besmettingsgevaar/hygiëne die gelden voor medische producten die meer dan eens kunnen worden behandeld: roestvrijstalen instrumenten, mondspiegels, zuigcanules, thermostabiele speekselzuigers, cassettes, trays, turbines, hand- en hoekstukken.

Thermodesinfector G 7891

- Volledig geïntegreerd droogaggregaat met HEPA filter type EU12
- Capaciteit/charge bijvoorbeeld 11 turbines/hand- en hoekstukken
- Breedte 60 cm
- Draaistroomaansluiting
- Seriële interface RS 232 standaard

Waterafvoer

- De afvoertemperatuur van het spoelwater bedraagt maximaal 95 graden. In overleg met de installateur zullen de juiste voorzieningen moeten worden getroffen.
- Installatieplan beschikbaar op www.miele-professional.nl

Op de foto is de G 7891 afgebeeld in de uitvoering AE

Apparaat	Uitvoering	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
G 7891	AE, SST, AD	7142990	63.7891.01	8.479,-
G 7891	AW, SST, AD	9121500	63.7891.03	8.069,-

Toebehoren

DOS K 60	Doseerapparaat met lange zuigbuizen voor reservoirs van 5 en 10 l	6940330	69.7470.08	522,-
DOS K 60/1	Doseerapparaat met korte zuigbuizen voor reservoirs van 5 l	6940340	69.7470.09	522,-
Ombouwset voor lange zuigbuis (448 mm), bestelnummer 5458030				via Servicedienst

TK/1	Testkit	6157330		172,-
------	---------	---------	--	-------

Afdekplaat/bescherming werkblad 60 cm, afgeschuind voor kantige werkbladen, bestelnummer 4028800 via Servicedienst

Afdekplaat/bescherming werkblad 60 cm, voorzien van extra laag voor afgeronde werkbladen, bestelnummer 1156153 via Servicedienst

Thermodesinfector	G 7891
Voorladermodel met klapdeur, zonder rekken	•
Onderbouwmodel/vrijstaand model zonder bovenblad	•
Verswater-spoelsysteem, max. temperatuur 93°C	•
Circulatiepomp [Qmax. l/min.]	400
Besturing/programma's	
MULTITRONIC NOVO PLUS/5 programma's	•
Elektrische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Beveiliging programmastoring	•
Seriële interface voor procesdocumentatie	•
Wateraansluitingen	
1 x Koud water, 0,5–10 bar** dynamische druk (50–1.000 kPa)	•
1 x Koud water voor DK, 0,5–10 bar** dynamische druk (50–1.000 kPa)	•
1 x AD-water, 0,5–10 bar** dynamische druk (50–1.000 kPa)	•
3 Toevoerslangen 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling, l = ca. 1,7 m	•
Afvoer pomp, opvoerhoogte 100 cm, slang DN 22	•
Waterafvoer DK	•
Elektrische aansluiting	
3 N AC 400 V 50 Hz, aansluitsnoer ca. 1,7 m, 5 x 2,5 mm² incl. CEE-stekker	•
Verwarming [kW]	9,0
Circulatiepomp [kW]	0,7
Totale aansluitwaarde [kW]	9,7
Zekering [A]	3 x 16
Doseervoorzieningen	
1 Doseerapparaat/deur voor poedervormige reinigingsmiddelen	•
1 Doseerapparaat/deur voor vloeibare middelen (naspoelmiddel)	•
1 Doseerpomp DOS 10/30 voor vloeibare, zure middelen	•
Aansluitmogelijkheden	
Doseerapparaat DOS K 60 voor vloeibare middelen	•
Waterontharder	
Voor koud en warm water tot 70°C, Monobloc	•
Dampcondensator	
Verneveling	•
Droogaggregaat/radiale ventilatie	
Ventilator [kW]	0,3
Verwarmingsregister [kW]	1,8
Totale aansluitwaarde [kW]	2,1
Luchtverplaatsing [m³/h]	63
Temperatuurstelling in stappen van 1°C [°C]	50–99
Tijdsinstelling in stappen van 1 minuut [min.]	1–99
Zweefstoffilter/Hepa-filterklasse EU 12, filteringsgraad > 99,5% (DIN 24184), standtijd 100 uur	•
Afmetingen, gewicht	
Buitenafmetingen h/b/d (zonder bovenblad h 820 mm) [mm]	850/600/600
Afmetingen spoelruimte h [mm]	500
Afmetingen spoelruimte b [mm]	535
Afmetingen spoelruimte d [mm]	O = 474, U = 516*
Gewicht [kg]	78
Ommanteling	
Roestvrij staal (AE)	•
Keurmerken	
VDE, VDE-EMV, KIWA, MPG CE 0366, IP X1	•

* O = bovenrek, U = onderrek, ** Met verlenging instroomtijd
• = standaard



G 7896 DOS-kast

- Kast voor 1-4 DOS-modules met reservoirs
- H 850 (820), b 300, d 600 mm
- Geschikt voor G 7881, G 7831, G 7891
- Kast met afneembare deur
- Vrijstaand model, geschikt voor onderbouw

- Binnenafmetingen:
h 530, b 249, d 480 mm
- De volgende reservoirs kunnen worden geplaatst:
reservoir l x b x h
4 à 5 l 245 x 145 x 225 mm
2 à 10 l 140 x 193 x 307 mm
2 à 10 l 223 x 203 x 321 mm
2 à 10 l 229 x 193 x 323 mm
2 à 10 l 194 x 204 x 353 mm
3 à 10 l 268 x 151 x 350 mm
1 à 20 l 289 x 233 x 396 mm
1 à 25 l 288 x 234 x 456 mm
- Ingedeeld in 3 niveaus
Niveau 1: uittrekbare lade op telescopische rails, voor maximaal 4 DOS-modules
Niveau 2 + 3: uittrekbare lade op telescopische rails, met opvangbak en vergrendeling, elk voor 2 reservoirs van 5 liter

* Alleen mogelijk met doseerapparaat DOS K 60/1 met korte zuiglans



DOS K 60 module

- Doseerapparaat voor vloeibare reinigingsmiddelen, slangdoseerpomp
- In te stellen via de besturing van de thermodesinfector
- Geïntegreerde doseercontrole
- Zuiglans voor reservoirs van 5 en 10 l, met magneetvlotter voor leegstandssignalering
- Ombouwset voor reservoirs 10-30 l via servicedienst

Attentie: in het programma vario TD kan uitsluitend een vloeibaar reinigingsmiddel worden gebruikt



Testkit

- Voor proteïnebepaling en reinigingscontrole
- Inhoud voor 48 controles
- Met codeerstrip voor reflectometer

DOS K 60/1 module

- Als DOS K 60, met korte zuiglans voor reservoirs van 5 l

Apparaat/toebehoren	Uitvoering	Materiaaln.	Artikelnr.	Prijs euro
G 7896	AE	5871330	69.7896.02	1.752,-
G 7896	AW	5871310	69.7896.01	1.606,-
DOS K 60	Doseerapparaat met lange zuiglans voor reservoirs van 5 en 10 l	6940330	69.7470.08	522,-
DOS K 60/1	Doseerapparaat met korte zuiglans voor reservoirs van 5 l	6940340	69.7470.09	522,-
Ombouwset voor lange zuiglans (448 mm) voor reservoirs van 10 tot 30 l	bestelnr. 5458030			via servicedienst
TK/1	Testkit	6157330		172,-

Voordeelpakketten G7831



Pakket 1; Standaardpakket G7831

Bij gebruik van disposable zuigbuisjes en instrumenten zonder lumen;

O 800/1	Bovenrek	1	69.1800.01
U 800	Onderrek	1	69.1800.02
E 802/1	Inzet	1	69.5802.01
E 379	Fijnmazige zeefinzet	1	69.5379.01
E 197	Dental-zeefschaal	1	69.5197.01



9



Pakket 2; Traypakket

Bij gebruik van instrumenten met lumen, inclusief een inzet om thermostabiele trays te verwerken.

O 801/2	Injektorwagen	1	69.1801.03
U 800	Onderrek	1	69.1800.02
E 802/1	Inzet	1	69.5802.01
E 806/1	Inzet voor trays	1	69.5806.01
E 197	Dental-zeefschaal	1	69.5197.01



Toebehoren	Uitvoering	artikelnr.	Prijs euro
P1 Standaardpakket G 7831	O 800/1; U 800; E 802/1; E 379; E 197	V 99.6326.01	1.109,-
P2 Traypakket G 7831	O 801/2; U 800; E 802/1; E 806/1; E 197	V 99.6326.02	1.681,-

VOORDEELPAKKETTEN G 7881/G 7891



Pakket 3; standaardpakket G 7881 / G 7891

Bij gebruik van disposable zuigbuisjes en instrumenten zonder lumen;

O 190/2*	Bovenrek	1	69.1190.01
U 874/1	Onderrek	1	69.1874.03
E 197	Dental-zeefschaal	1	69.5197.01
E 379	fijnmazige zeefinzet	1	69.5379.01
E 473/1	Inzet	1	69.5473.01
E 337/1	2/5 Inzet	1	69.5337.01



10



Pakket 4; zeefschalenpakket G 7881 / G 7891

Bij gebruik van instrumenten met lumen, inclusief inzet om middels 5 zeefschalen gesorteerd instrumentarium te kunnen verwerken. Uitermate geschikt om per instrument, kamer of behandeling te sorteren.

O 177/1	Injektorwagen	1	69.1177.02
U 874/1	Onderrek	1	69.1874.03
E 197	Dental-zeefschaal	5	69.5197.01
E 379	fijnmazige zeefinzet	1	69.5379.01
E 473/1	inzet	1	69.5473.01
E 337/1	2/5 Inzet	1	69.5337.01
E 198	inzet voor zeefschaal	1	69.5198.02



Toebehoren	Uitvoering	artikelnr.	Prijs euro
P3 Standaardpakket G 7881 & G 8991	O 190/2; U 874/1; E 197; E 379; E 473/1; E 337/1	V 99.6326.03	1.261,-
P4 Zeefschalenpakket G 7881 & G 7891	O 177/1; U 874/1; E 197 5x; E 379; E 473/1; E 337/1; E 198	V 99.6326.04	2.673,-

VOORDEELPAKKETTEN G 7881/G 7891




Pakket 5; Cassettepakket G 7881 / G 7891

Bij gebruik van instrumenten met lumen, inclusief twee inzetten voor cassettesystemen

O 177/1	Injektorwagen	1	69.1177.02
U 874/1	Onderrek	1	69.1874.03
E 473/1	inzet	1	69.5473.01
E 379	fijnmazige zeefinzet	1	69.5379.01
E 523	Inzet 1/2 zeeftrays IMS	2	69.5523.01



11



Pakket 6; Zeefschalenpakket met tray G 7881 / G 7891

Bij gebruik van instrumenten met lumen; inclusief inzet om middels 5 zeefschalen gesorteerd instrumentarium te kunnen verwerken inclusief inzet om thermostabiele trays te verwerken. Uitermate geschikt om per instrument, kamer of behandeling te sorteren.

O 177/1	Injektorwagen	1	69.1177.02
U 874/1	Onderrek	1	69.1874.03
E 197	Dental-zeefschaal	5	69.5197.01
E 198	inzet voor zeefschaal	1	69.5198.02
E 473/1	inzet	1	69.5473.01
E 337/1	2/5 Inzet	1	69.5337.01
E 339/1	3/5 inzet	1	69.5339.01



Toebehoren	Uitvoering	artikelnr.	Prijs euro
P5 Casettepakket G 7881 & G 7891	O 177/1; U 874/1; E 473/1; E 379; E 523 2x	V 99.6326.05	1.985,-
P6 Zeefschalenpakket met tray G 7881 & G 7891	O 177/1; U 874/1; E 197 5x; E 198; E 473/1; E 337/1; E 339/1	V 99.6326.06	2.623,-

Boven- en onderrekken


12



O 800/1 bovenrek/voor losse plaatsing

Te gebruiken in de G 7831


- Voor het plaatsen van inzetten
- Beladingshoogte 200 mm
- Spoelarm
- H 270, b 381, d 475 mm



O 801/2 bovenrek/injector

Te gebruiken in de G 7831


- Voorste en achterste gedeelte voor het plaatsen van inzetten, beladingshoogte 200 mm
- Waterverdeler met steunrooster, voor holle instrumenten, 10 siliconenhouders en 10 inspuitsers Ø 4,0 mm, l 30 mm, beladingshoogte 175 mm (6 hand en hoekstukken)
- Spoelarm
- H 267, b 381, d 475 mm



U 800 onderrek/voor losse plaatsing

Te gebruiken in de G 7831

- Voor het plaatsen van inzetten
- Beladingsafmetingen b 325, d 485 mm
- Beladingshoogte bij combinatie met bovenrek O 800/1 ca. 295 mm
- O 802/1 ca. 270 mm
- H 62, b 385, d 505 mm




O 190/2* bovenrek/voor losse plaatsing

Te gebruiken in de G 7881 en G 7891

- Voor het plaatsen van inzetten
- Beladingshoogte 215 mm
- In hoogte verstelbaar +/- 20 mm
- Spoelarm
- H 265, b 531, d 475 mm


*) Uitsluitend te gebruiken in combinatie met vloeibare zeepdosering



O 177/1 bovenrek/injector

Te gebruiken in de G 7881 en G 7891


- Rechterkant voor het plaatsen van inzetten
- Waterverdeler met in hoogte verstelbaar steunrooster voor holle instrumenten, 26 siliconenhouders en 26 inspuitsers Ø 4,0 mm, l 30 mm, 7 trechters, los bijgevoegd (11 hand en hoekstukken)
- Spoelarm
- Beladingshoogte 230/205 mm
- In hoogte verstelbaar -20/-40 mm
- H 263, b 498, d 455 mm



U 874/1 onderrek/voor losse plaatsing

Te gebruiken in de G 7881 en G 7891

- Voor het plaatsen van inzetten
- Beladingshoogte bij combinatie met bovenrek: O 177/1 ca. 220 - 20/-40 mm
- O 190/1 ca. 220 mm +/- 20 mm
- Beladingsafmetingen: 495 x 502 mm
- H 50, b 534, d 515 mm



E 491 inzet voor roterende instrumenten

Te gebruiken in de G 7831, G 7881 en de G 7891

- Voor het plaatsen van roterende instrumenten
- Voor 18 stuks turbineboren
- Voor 30 stuks hand- en hoekstukboren
- H 53, b 70, d 120 mm

Rek	G 7831	G 7881	G 7891	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
O 800/1	•			4657890	69.1800.01	317,-
O 801/2	•			5290520	69.1801.03	953,-
U 800	•			4660930	69.1800.02	225,-
O 190/2		•	•	7333050	69.1190.02	316,-
O 177/1		•	•	5913050	69.1177.02	972,-
U 874/1		•	•	6442940	69.1874.03	214,-
E 491	•	•	•	7600210	68.5491.01	354,-



E 363 inzet 1/6 zeefschaal

- Als E 146, maar 1 mm maaswijdte en zonder draagbeugel



E 197 inzet 1/6 zeefschaal

- Te gebruiken in de G 7831/G 7881/G 7891, O + U
- Voor het plaatsen van instrumenten
- Draadwerk met de volgende maaswijdten: bodem 3 mm, zijkanen 1,7 mm, deksel 8 mm
- Siliconen inleg voor het fixeren van instrumenten
- H 42, b 150, d 225 mm



E 198 inzet 1/2

- Te gebruiken in de G 7881/G 7891, U
- Voor 6 zeefschalen/nierbekkens
- 7 Houders (6 vakken) h 160, tussenruimte 80 mm
- H 160, b 180, d 495



E 807 inzet

- Te gebruiken in de G 7831, O + U / G 7881/G 7891, U
- Voor 3 zeefschalen/nierbekkens
- 4 Houders (3 vakken) h 165, tussenruimte 68 mm
- H 165, b 140, d 290 mm



E 802/1 inzet

- Te gebruiken in de G 7831, O 800, O 801, U 800
- Voor instrumenten, rechtopstaand
- 3 kunststof houders voor sondes
- 8 vakken ca. 30 x 28 mm
- 8 vakken ca. 16 x 28 mm
- 15 vakken ca. 16 x 20 mm
- H 113, b 163, d 295 mm



E 337/1 inzet 2/5

- Te gebruiken in de G 7881/G 7891, O 190/1, O 177/1 + U
- Voor instrumenten, rechtopstaand
- 4 kunststof houders voor sondes
- 12 vakken ca. 22 x 28 mm
- 4 vakken ca. 25 x 28 mm
- 48 vakken ca. 13 x 14 mm.
- H 113, b 173, d 445 mm

Inzet	G 7831	G 7881	G 7891	Bovenrek	Onderrek	Inzet	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
E 363	•	•	•	•	•		3149790	69.5363.01	240,-
E 197	•	•	•	•	•		7984090	69.5197.01	157,-
E 198		•	•		U 874/1		7984040	69.5198.02	126,-
E 807	•	•	•	O 801/2, O 800/1	U 800		7984220	69.5807.01	129,-
E 802/1	•	•	•	O 802/1, O 800/1	U 874/1		7984170	69.5802.02	405,-
E 337/1		•	•	O 190/2, O 177/1	U 874/1		7984130	69.5337.02	463,-

Inzetten

14



E 130 inzet 1/2

Te gebruiken in de G 7881/
G 7891, U

- Voor 10 tableaux
- 11 Houders (10 vakken) h 170, tussenruimte 35 mm
- H 180, b 180, d 445 mm



E 523 inzet 1/2

Te gebruiken in de G 7881/
G 7891, U

- Voor zeeftrays, bijv. IMS-cassettes
- 7 Houders (6 vakken) h 145, tussenruimte 50 mm
- H 151, b 220, d 450 mm



E 328 inlegplaatje

- Voor zeefschalen E 146 en E 363
- Voor het plaatsen van de instrumenten als de zeefschalen rechtop staan



E 339/1 inzet 3/5

Te gebruiken voor de G 7881/
G 7891, O + U

- Voor 13 ondergedeelten van trays/tableaus
- 14 Houders (13 vakken) b 295, tussenruimte 21,5 mm
- Max. traygrootte 290 x 20 mm
- H 115, b 305, d 498 mm



E 378 inzet 1/1 (zeefkorf)

Te gebruiken in de G 7881/
G 7891, U

- Draadwerk met 1,7 mm maaswijdte
- 2 Draagbeugels
- H 80 + 30, b 460, d 460 mm



E 379 inzet 1/2 zeefkorf

Te gebruiken in de G 7831,
U/G 7881/G 7891, O + U

- Draadwerk met 1,7 mm maaswijdte
- 2 Draagbeugels
- H 80 + 30, b 180, d 445 mm



E 473/1 inzet

- Zeef met deksel voor kleine voorwerpen
- Voor plaatsing in boven of onderrek
- H 85, b 60, d 60 mm



E 806/1 inzet

Te gebruiken in de G 7831, U

- Voor 8 ondergedeelten van trays/tableaus
- 9 Houders (8 vakken)
- Max. traygrootte 290 x 30 mm
- H 114, b 305, d 348 mm

Inzet	G 7831	G 7881	G 7891	Bovenrek	Onderrek	Inzet	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
E 130		•	•		•		2648950	69.5130.01	105,-
E 523		•	•		•		5649700	69.5523.01	344,-
E 339/1		•	•	•	•		9233840	69.5339.02	200,-
E 328		•	•	•		E 146, E 363	2795940	69.7328.01	32,-
E 473/1	•	•	•	•	•		5341570	69.5473.02	95,-
E 378		•	•		•		3203530	69.5378.01	372,-
E 379	•	•	•	• (niet op G 7831)	•		3203500	69.5379.01	230,-
E 806/1	•				•		9013220	69.5806.03	166,-



E 430/1 inzet 1/3 zeefschaal

Te gebruiken in de G 7831/G 7881/
G 7891, O + U

- Voor het plaatsen van instrumenten
- Draadwerk met 5 mm waaswijdte
- H 40, b 150, d 445 mm



E 441/1 inzet 1/4

Te gebruiken in de G 7831/G 7881/
G 7891, O + U

- Zeefschaal voor micro-instrumenten
- Draadwerk met 1,7 m waaswijdte, zijanten dicht, stapelbaar
- Binnenwerk met 6 verstelbare tussenstukken voor het veilig bewaren van de instrumenten
- Met stoom te steriliseren op 121°C / 134°C
- H 60, b 183, d 284 mm



E 413 inzet 1/1

Te gebruiken in de G 7881/G 7891,
O 177/1 (adapters zijn verkrijgbaar
via de Sirona dentaldepots).

- Voor 6 speekselzuigslangen
systeem Sirona
- H 205, b 390, d 450 mm



E 520 inzet

Te gebruiken in de G 7831/
G 7881/G 7891, O + U

- Voor 17 wortelkanaalinstrumenten
- Samenklapbaar
- H 45, b 75, d 30 mm



E 147/1 inzet 1/2

Te gebruiken in de G 7881/G 7891,
O + U

- Voor 10–12 mondspoelglazen,
max. Ø 80 mm
- Gerilsaneerd
- H 155, b 220, d 455 mm



E 801/1 inzet

Te gebruiken in de G 7831, O + U

- Voor 8 mondspoelglazen, max.
Ø 75 mm
- Gerilsaneerd
- H 155, b 200, d 320 mm



E 521/2 inzet

Te gebruiken in de G 7831/G 7881/
G 7891, O + U

- Voor het plaatsen van
7 extractietangen dan wel
kaakorthopedische tangen
- Afmetingen vakken 21 x 80 mm
- H 135, b 100, d 189 mm
(let op de hoogte van deze inzet
is met drie cm verhoogd)



E 522/1 inzet

Te gebruiken in de G 7831/G 7881/
G 7891, O + U

- 9 Houders voor het plaatsen van
afdruklepels
- H 140, b 100, d 190 mm

Inzet	G 7831	G 7881	G 7891	Bovenrek	Onderrek	Inzet	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijs euro
E 430/1	•	•	•	•	•		6643200	69.7430.03	121,-
E 441/1	•	•	•	•	•		5988240	69.5441.02	330,-
E 413		•	•	O 177/1			3810180	68.7413.01	355,-
E 520	•	•	•	•	•		5409080	68.5520.01	43,-
E 147/1		•	•	•	•		4746620	68.5147.03	98,-
E 801/1	•		•	•	•		5673820	68.5801.02	83,-
E 521/2	•	•	•	•	•		7476430	68.5521.02	104,-
E 522/1	•	•	•	•	•		6697010	68.5522.02	132,-


Toebehoren

16



AUF 1
Voor G 7881

- Houder voor behandelinstrumenten in het bovenrek O 177/1
- Bestaande uit: afdichting, draadbus, klem, ondergedeelte houder, bovengedeelte houder, 5 filterplaten



AUF 2
Voor G 7831

- Houder voor behandelinstrumenten in het bovenrek O 801/2
- Bestaande uit: afdichting, draadbus, klem, ondergedeelte houder, bovengedeelte houder, 5 filterplaten



FP Filterplaten voor AUF 1 en AUF 2

- 20 Stuks
- Porisiteit 2
- Diameter 30 mm



ADS 1 adapter/silicon

- Voor aansluiting ca. 20 mm Ø
- Wit

ADS 2 adapter/silicon

- Voor aansluiting ca. 16 mm Ø
- Groen

ADS 3 adapter/silicon

- Voor aansluiting ca. 22 mm Ø
- Rood



Sokkel
Type UE 30-60/60-78

- R.v.s. uitvoering
- 60 cm breed
- 30 cm hoog




HEN 01-52

- Sokkel 60 cm breed en 52 cm hoog, met deur afsluitbaar, uitneembare zeeplekbak en montagepaneel t.b.v. doseerapparaat



HEN 02-52

- Sokkel 60 cm breed en 52 cm hoog, open frame, uitneembare zeeplekbak en montagepaneel t.b.v. doseerapparaat



Grote r.v.s. zeef
Type E 319/3

- 50 cm breed
- 48,8 cm hoog
- Vangt grovere vuildeeltjes op; voor onder in de spoelruimte

Toebehoren	G 7831	G 7881	G 7891	Bovenrek	Onderrek	Inzet	Materiaaln.	Artikelnr.	Prijs euro
AUF 1		•	•	O 177/1			5159510	68.5511.01	140,-
AUF 2	•			O 801/2			5282470	68.5517.01	140,-
FP							6059480	69.7512.01	127,-
ADS 1, 20 mm Ø							5159530	68.7513.01	29,-
ADS 2, 16 mm Ø							5159540	68.7514.01	29,-
ADS 3, 22 mm Ø							5159550	68.7515.01	37,-
UE 30-60/60-78		•	•				5818030	69.3760.09	675,-
UC 30-90/60-78		•(*)	•(*)				5818080	69.3790.08	946,-
HEN 01-52		•	•					96.5117.50	884,-
HEN 02-52		•	•					96.5117.40	472,-
E 319/3		•	•				6477070	69.5319.04	232,-

(*) Sokkel 90 cm breed t.b.v machine in combinatie met chemiekast G 7896



Elektronische documentatie: directe koppeling van apparaat aan pc

De Miele-thermodesinfector resp. de sterilisator wordt rechtstreeks via een kabel met een computer (zoals een netbook, laptop of pc) met geïnstalleerde documentatiesoftware verbonden.

Standplaats pc:

Reinigingsruimte of desgewenst gebruik van een in een aangrenzend vertrek aanwezige pc (max. kabellengte: 13 m)

Koppeling apparatuur:

Koppeling via seriële kabel of netwerkkabel (optie 2), afhankelijk van de interface van de apparatuur.



Elektronische documentatie: koppeling aan het netwerk van de praktijk

De thermodesinfector resp. de sterilisator wordt via het interne netwerk van de praktijk aan een computer met geïnstalleerde documentatiesoftware gekoppeld, bijvoorbeeld aan een centrale pc bij de receptie.

Koppeling apparatuur:

Koppeling via netwerkconverter (optie 3) of netwerkkabel (optie 4), afhankelijk van de interface van de apparatuur.



Elektronische documentatie via USB-stick

De tussentijdse opslag van de procesgegevens van thermodesinfector of sterilisator vindt plaats via een USB-stick, die aansluitend wordt uitgelezen in de documentatiesoftware.

Het Segosoft procesregistratiesysteem kan ook worden gekoppeld aan patiëntdossiersystemen

Prijzen zijn op aanvraag

Product	Materiaalnr.	Artikelnr.	Prijzen euro
Prijzen zijn op basis van zelfinstallatie			
Segosoft Miele Edition Starterspakket incl. bekabeling (eerste licentie)		V230010	912,-
Segosoft Miele Edition (aanvullende licentie) incl. bekabeling		V230011	912,-
Segolabel starterskit, incl. software/printer/etiketten	7951400	68.8140.01	751,-
Segosoft Miele Edition, USB-oplossing	9687460	68.8110.06	822,-
Segosoft Miele Edition, USB-oplossing (upgrade: Comfort Plus)	7966170	68.8110.02	379,-
Verbindingskabel, serieel, lengte 3 m (type 1)	7951420	68.8152.01	22,-
Verbindingskabel, serieel, lengte 3 m (type 2)	7951410	68.8151.01	22,-
USB-serieel converterkabel	7951460	68.8156.01	47,-
Serieel industrie convertor (2 x serieel naar 1 USB) voor twee apparaten, galvanisch gescheiden	9574000	68.8156.02	398,-
Verlengsnoer 3 m (type 3) voor verbindingskabel type 1 of 2	7951430	68.8153.01	22,-
Verlengsnoer 5 m (type 4) voor verbindingskabel type 1 of 2	7951440	68.8154.01	27,-
Verlengsnoer 10 m (type 5) voor verbindingskabel type 1 of 2	7951450	68.8155.01	38,-
Netwerkconverter Net500 (RS 232 op netwerk RJ45)	9687440	68.8159.02	703,-
Netwerkkabel, lengte 3 m (netwerkkoppeling) (type 6)	7951470	68.8157.01	22,-
Netwerkkabel, lengte 5 m (netwerkkoppeling) (type 7)	7951480	68.8157.05	27,-
Netwerkkabel, crossover, lengte 3 m (rechtstreekse koppeling pc) (type 8)	7951490	68.8158.01	22,-
Netwerkkabel, crossover, lengte 5 m (rechtstreekse koppeling pc) (type 9)	7951500	68.8158.05	27,-
Kleuren-transferband voor etikettenprinter	7951520	68.8161.01	11,-
Etiketten, 1 rol à 1.000 etiketten	7951530	68.8162.01	29,-
Geadviseerd wordt om een servicecontract af te sluiten voor ondersteuning en software updates			
Adapterkabel voor W&H Lisa 317, 322, 517, 522, 3 meter tesamen met TYP 2 kabel	9553890	68.8125.03	32,-
Adapterkabel voor W&H Madrimed Lisa MB17, MB22, Madrimed, 3 meter tesamen met TYP 1 kabel	9554370	68.8125.04	32,-
Verbindingskabel voor Melag Vacuclav 24, 31, Autoclav 25, 3 meter tesamen met kabel type 1	9573240	68.8125.05	32,-

Alles in één oogopslag

Procesdocumentatie							
			Directe koppeling van pc en apparaat		Koppeling via netwerk praktijk		Documentatie via USB-stick
			Optie 1:	Optie 2:	Optie 3:	Optie 4:	
			pc-koppeling aan apparaat met seriële interface	pc-koppeling aan apparaat met netwerkinterface van apparaat	Netwerkkoppeling aan apparaat met seriële interface	Netwerkkoppeling aan apparatuur met netwerkinterface van apparaat	
			Bijv. Miele-thermodesinfector/sterilisator		Bijv. Miele-thermodesinfector/sterilisator		Bijv. Miele-thermodesinfector/sterilisator
Software	Mat.nr.	Prijs €					
Segosoft Miele Edition starterspakket incl. bekabeling	V230010	912,—	X	X	X	X	
Segosoft Miele Edition (aanvullende licentie) incl. bekabeling	V230011	912,—	Optie	Optie	Optie	Optie	
Segosoft Miele Edition, USB-oplossing	9687460	822,—					X
Segosoft Miele Edition, USB-oplossing (upgrade naar Comfort Plus)	7966170	379,—					Optie
Hardware							
Verbindingskabel type 2, serieel, 3 m	7951410	22,—	X (type 2, afhankelijk van het type apparaat: zie blz. 17)		X (type 2, afhankelijk van het type apparaat: zie blz. 17)		
Verlengsnoer type 3, 3 m voor verbindingskabel type 1 of 2	7951430	22,—	Optie				
Verlengsnoer type 4, 5 m voor verbindingskabel type 1 of 2	7951440	27,—	Optie				
Verlengsnoer type 5, 10 m voor verbindingskabel type 1 of 2	7951450	38,—	Optie				
Netwerkconverter Net500 (RS 232 op netwerk RJ45)	9687440	703,—			X		
Netwerkkabel type 6, 3 m (netwerkkoppeling)	7951470	22,—			X (type 6 of type 7, afhankelijk van de gewenste lengte. Type apparaat: zie blz. 18)	X (type 6 of type 7, afhankelijk van de gewenste lengte. Type apparaat: zie blz. 18)	
Netwerkkabel type 7, 5 m (netwerkkoppeling)	7951480	27,—					
Netwerkkabel type 8, crossover, 3 m (rechtstreekse koppeling pc)	7951490	22,—		X (type 8 of type 9, afhankelijk van de gewenste lengte. Type apparaat: zie blz. 18)			
Netwerkkabel type 9, crossover, 5 m (rechtstreekse koppeling pc)	7951500	27,—					
X = benodigd, ¹ Geadviseerd wordt om een servicecontract af te sluiten voor ondersteuning en software updates							



Segosoft Miele Edition Starterspakket

Procesdocumentatiesoftware voor directe koppeling pc of netwerkkoppeling

Leveringsomvang

- Software-cd*, softwarepakket: Comfort Plus, Type 1 bekabeling serieel en USB /serieel convertorkabel, installatie-instructies, licentiekaart voor 1 apparaat
- Optie: aanvullende licentie voor extra apparaten (zie aanvullende licentie)
- Gratis telefonische support: installatie, plaatsing/ingebruikname, support voor 30 dagen (Duits of Engelstalig)

Max. aansluitbare apparaten

- Serieële verbinding: 4 apparaten
- Netwerkkoppeling: willekeurig aantal apparaten

Gegevensoverdracht

- Rechtstreekse koppeling van apparaat en pc of van apparaat en netwerk van de praktijk (optie 1-4)

Compatibiliteit apparatuur

- Miele-thermodesinfector/Miele sterilisator
- Apparatuur van de producenten: Melag, Sirona, W&H, overige op aanvraag



Segosoft Miele Edition: USB-oplossing

Procesdocumentatiesoftware voor gegevensoverdracht per USB-stick

Leveringsomvang

- Compleet pakket voor 1 apparaat: software-cd*, softwarepakket: Comfort, installatie-instructies, USB-memory module inclusief 230 V-adapter, 1,4 m elektriciteits snoer, seriële interfacekabel voor verbinding van apparaat en memory module (kabel lengte: 3 m), USB-stick
- Afmetingen (h x l x b): 31 x 90 x 109 mm

Max. aansluitbare apparaten

- 1 apparaat

Optie:

- Upgrade van Comfort naar Comfort Plus:
- voor aansluiting van maximaal 5 apparaten
- uitgebreidere functies

Compatibiliteit apparatuur

Miele-thermodesinfectoren met Novotronic-besturing (G 7831, G 7881, G 7891) en Miele Type B sterilisator (PS 1201B)



Software-upgrade: Comfort Plus

Voor het upgraden van de USB-oplossing naar Comfort Plus (optie)

Toepassingsgebieden:

Upgrade van de USB-oplossing (Comfort-pakket) naar Comfort Plus voor extra functies of voor aansluiting van 2 of meer apparaten

Comfort Plus extra functies:

- Geavanceerde digitale handtekening met gebruikersprofielen in een pdf-document.
- Gebruikersgericht vrijgeven van procesprotocollen met gebruikersnaam/passwoord
- Gebruikersbeheer voor een willekeurig aantal gebruikersnamen/passwoorden
- Backup-functie voor automatische gegevensbescherming

Leveringsomvang:

- Software-cd*, softwarepakket Comfort Plus, installatie-instructies, licentiekaart
- Gratis telefonische support: installatie, plaatsing/ingebruikname, support voor 30 dagen (Duits of Engelstalig)



Verbindingskabel (type 1)

Seriële verbindingkabel van 3 m lengte (inbegrepen in starterspakket)

Te gebruiken voor:

- Directe koppeling pc: optie 1
- Koppeling van pc aan apparaat met seriële interface
- Netwerkkoppeling: optie 3
- Verbinding van seriële interface apparaat met netwerkconverter Net500

Compatibiliteit apparatuur:

- Miele thermodesinfectoren
- G 7831, G 7881, G 7891
- Type B Miele-sterilisator: PS 1201B Melag
- Cliniclav 25
- Euroclav 23-S, Euroclav 23V-S
- Euroclav 23S+, Euroclav 23VS+
- Euroclav 29VS+, Euroclav 29V-S
- Vacuclav 23-B, Vacuclav 24-B
- Vacuclav 24B/L, Vacuclav 24 B/L+
- Vacuclav 30-B, Vacuclav 31-B
- Vacuquick 13-B, Vacuquick 14-B
- Vacuclav 23B+, Vacuclav 24B+
- Vacuclav 30B+, Vacuclav 31B+
- MELAtronic 15EN
- MELAtronic 17EN
- MELAtronic 23EN
- Sirona
- DAC Professional
- W&H
- Lisa MB 17, Lisa MB 22



Segosoft Miele Edition: aanvullende licentie

- Aanvullende licentie voor documentatiesoftware met softwarepakket: Comfort Plus, Type 1 bekabeling serieel en USB /serieel convertorkabel.
- Aanvullende licentie voor aansluiting van een extra apparaat, d.w.z. voor aansluiting van een tweede of ander apparaat.

Leveringsomvang

- Licentiekaart
- Gratis telefonische support: installatie, plaatsing/ingebruikname, support voor 30 dagen (Duits of Engelstalig)

*Systeemvoorwaarden voor alle softwaresystemen

- CPU kloksnelheid van minimaal 1,6 GHz, geadviseerd vanaf 2,0 GHz
- Werkgeheugen van minimaal 1 GB, geadviseerd 4 GB
- Harde schijf met minimaal 1 GB vrije geheugencapaciteit, geadviseerd vanaf 10 GB
- Cd-rom-station voor installatie
- Minimaal 2 USB-interfaces, geadviseerd 3 USB-interfaces

Besturingssystemen:

- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Adobe Acrobat Reader vanaf versie 6.0.2, geadviseerde versie 9.0

Er wordt geadviseerd om een servicecontract af te sluiten voor ondersteuning en software updates. Deze servicekaart bevat de volgende zaken:

- Update van de digitale handtekening voor twee jaar
- Telefonische ondersteuning en en software updates gedurende een jaar
- Kosten voor deze servicekaart bedragen per praktijk € 120,-

Opmerking: de digitale handtekening van het pakket Segosoft Miele Edition heeft een standaard geldigheid van twee jaar.

Procesdocumentatie: artikeloverzicht

20



USB-Serieel converterkabel (inbegrepen in starterspakket)

Voor verbinding van een seriële kabel met USB-interface van een pc, lengte: 0,8 m

Te gebruiken voor:

- Kabel type 1 tot en met 5



Netwerkconverter Net500

- Koppeling van apparaten met seriële interface aan het netwerk van de praktijk (netwerkkoppeling volgens optie 3)
- Omzetting van seriële gegevens RS 232 in netwerkgegevens (TCP/IP)

Leveringsomvang

- Adapter
- Lengte elektriciteits snoer: 1,4 m
- Afmetingen (h x l x b): 31 x 90 x 109 mm

Verbindingskabel voor Net500 (optie)

- Kabel van het apparaat
- Seriële verbindingskabel (type 1 of 2, afhankelijk van het model apparaat) voor verbinding van Net500 met apparaat
- Kabel van het netwerk: Netwerkkabel (type 6 of 7, afhankelijk van de gewenste lengte) voor verbinding van Net500 met het netwerk van de praktijk



Netwerkkabel type 6 en 7 voor netwerkkoppeling

Te gebruiken voor:

- Optie 3: Voor aansluiting van de netwerkconverter Net500 aan het netwerk van de praktijk
- Optie 4: Aansluiting van een apparaat met netwerkinterface aan het netwerk van de praktijk
- Netwerkkabel 3 m (type 6)
- Netwerkkabel 5 m (type 7)

Attentie: bij Melag-sterilisatoren wordt type 8 of type 9 gebruikt voor netwerkkoppeling



Netwerkkabel type 8 en type 9 voor rechtstreekse pc-koppeling

Te gebruiken voor:

- Optie 2: Voor aansluiting van een apparaat met netwerkinterface aan pc
- Netwerkkabel, crossover, 3 m (type 8)
- Netwerkkabel, crossover, 3 m (type 9)

Attentie: bij Melag-sterilisatoren wordt type 6 of type 7 gebruikt voor pc-koppeling



Verlengsnoer type 3-5 voor verbindingskabel type 1/2

- Verlenging van verbindingskabel type 1 en 2
- Verlengsnoer serieel, 3 m (type 3)
- Verlengsnoer serieel, 5 m (type 4)
- Verlengsnoer serieel, 10 m (type 5)

Compatibiliteit apparatuur

- Te gebruiken voor alle modellen apparaten met seriële interface



Serieel industrie convertor

- Om maximaal twee apparaten met seriële aansluiting bijvoorbeeld Thermodesinfector en Sterilisator direct aante kunnen sluiten op de USB poort van een PC of laptop
- Galvanische scheiding voor storingsvrije werking

Leveringsomvang

- Voedingsadapter
- Lengte elektriciteits snoer: 1,4 m
- USB kabel
- Afmetingen (h x l x b): 31 x 90 x 109 mm



Segolabel Miele Edition: Starterskit

- Compleet pakket, bestaande uit soft- en hardware voor het vervaardigen van etiketten voor steriele voorwerpen

Leveringsomvang

- Software-cd*, installatie-instructies, etikettenprinter PRT 200 incl. adapter (lengte kabel: 3,8 m) en USB-kabel (lengte 2 m)
- 1 etikettenrol à 1.000 etiketten
- Kleuren-transferband

Kleuren-transferband

- Kleuren-transferband voor etikettenprinter PRT 200

Etiketten

- Etiketten voor etikettenprinter PRT 200

Leveringsomvang

- 1 rol à 1.000 etiketten

Gebruikte afkortingen

AD Aqua destillata (demi-water)
AE Ommanteling roestvrij staal
AP Afvoer pomp
AW Ommanteling wit
DER Decorlijst voor front en inspectiepaneel.
Ommanteling van plaatstaal met poeder-
coating, wit, met kunststof bovenblad,
afmetingen decorlijsten op aanvraag
E Inzet
KW Koud water
O Bovenrek
SST Interface voor procesdocumentatie
U Onderrek
WW Warm water

Miele Nederland B.V.**Miele Professional**

De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
(verkoop & algemene vragen)
E-mail: msp@miele.nl (service & onderhoud)
Internet: www.miele-professional.nl

Customer Service Miele Professional

De deskundige Miele-adviseurs beperken zich niet alleen tot advisering van Miele-apparatuur, maar kunnen u ook begeleiden bij andere vraagstukken, zoals:

- Gebruikersvoorlichting
- Trainingen
- Informatie over behoudzame textiel-behandeling
- Efficiencyberekeningen
- Onderhouds- en servicecontracten

Service en onderhoud

Als u kiest voor een product van Miele Professional, kiest u voor topkwaliteit, uitstekende resultaten, lage verbruikswaarden en afschrijvingskosten, maar bovenal voor duurzaamheid en zekerheid. Dit wordt bevestigd door de standaard 2 jaar garantie op professionele apparatuur. Miele Professional ondersteunt u met een uitstekend servicenetwerk van gespecialiseerde Miele-technici. Door een strategische verdeling van de 40 gespecialiseerde technici over heel Nederland, zijn korte wachttijden en optimale service ter plaatse gewaarborgd.

Overige contractvoorwaarden

Geldigheid:
De prijzen in deze prijslijst zijn in euro's, exclusief btw, en gelden alleen voor leveringen binnen Nederland.

Levering:
Alleen de MIELE-verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.
Levering vindt uitsluitend plaats via de dental-depots.

Verzending:
De levering vindt franco huis plaats via vrachtovervoer

Transport ter plaatse:
Desgewenst kan aflevering op de plek van opstelling plaatsvinden. Voorwaarde daartoe is een onbelemmerde toegang op de begane grond. Het demonteren van apparatuur is niet inbegrepen. De berekening geschiedt op basis van onderstaand tarief of op basis van arbeidstijd en onkosten.

Prijsgroep 1: (nettoprijzen)
95 euro, exclusief btw
PS 1201B
Art.nr. 98.0008.11

Verpakking:
Alle apparaten zijn adequaat verpakt. De verpakingsprijs is bij de apparatuurprijs inbegrepen.

Montage:
Het verplaatsen van gas-, water-, stoom- en elektriciteitsleidingen en van de waterafvoer behoort niet tot de levering. De benodigde aansluitingen moeten ter plaatse worden aangebracht door erkende installateurs volgens de geldende installatietekeningen van MIELE, voor rekening van de koper.

Ingebruikname:

De ingebruikname van de apparatuur en het instrueren van het bedienend personeel vinden plaats door de Miele-Servicedienst of door een gevolmachtigde van Miele en is bij de prijs inbegrepen.

Garantie:

De garantie geldt voor apparatuur die bedrijfsmatig wordt gebruikt, voor de duur van 2 jaar, geldend vanaf de dag van ingebruikname. Hiervan uitgesloten zijn aan slijtage onderhevige onderdelen en schade die toe te schrijven is aan ondeskundig gebruik.

Service-/onderhoudscontract:

Voor een hogere betrouwbaarheid en voor budgetcontrole kan een servicecontract, inclusief onderhoud, reparatie en onderdelen, worden afgesloten of een onderhoudscontract voor jaarlijks onderhoud.

Attentie:

Wijzigingen voorbehouden, ook in technische uitvoering en design.

Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten!